



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 020-000-000  
Versión 1  
Fecha Actualización: 05/08/2018  
Página 1 de 2

Table with columns: Fecha Remisión, Revisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

Table with columns: Código Equipo, Fecha Inicio, Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, N° REPORTE, REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁMBITO DE MANTENIMIENTO

Table with columns: En Mantenimiento, HORNOMETRO, PRESIÓN, OMBENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, 2 hora, Control Alarma

2. RUIDO EXTRAÑO: SI, X, 3. ESTADO DE MANGUERAS: SI, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenos, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, 8. Con Sobrecalentamiento

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

PRUEBAS DE ALARMA

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado

Table with columns: En Mantenimiento, HORNOMETRO, PRESIÓN, OMBENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES