



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-FR-005  
Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión a: Aprobación Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Código Equip: **7F53E20170701B1** Fecha Inicio: **12/06/21** 7:34 Fecha Fin: **11/06/21** 15:18

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI, NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, Fuga a F), REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **Real. Puentro**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm sound.

Descripción del Daño/Estado Identificado: **Bueno**

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation and flow detection.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **Funciona Correctamente.**

FIRMA MANTENIMIENTO: **Wilmar G.**