



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAO-FR-001
 Versión: 1
 Fecha Actualización: 05/08/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Revisión #: _____ Asistir Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NOV-26098** Fecha Inicio: **24/03/21** 10:21 Fecha Fin: **24/03/21** 12:07

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtra lateral (Gorgorido)	1	SI	X
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OBIENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Fila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLANAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)				BASE (SI-NO)
	1200	6.5	96.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Plan? Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó alarma		No		SI		Cual?					
2. RUJIDO EXTRAÑO	SI	NO	1. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		NO	Mala		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.90
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
2	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otros		OK
7	Otros		perke

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera filtradora	1			
	Manguera tubo Refrigeración	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Superior)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E1)	ES
1	Fuga Menor	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo a LED amarillo y (S1-L0-E1)	LO
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión física de fuga	Desactiva línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
6	Otros		
6	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OBIENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Fila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	RELLANAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)				BASE (SI-NO)
	1205	6.4	93.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	funciona Correctamente

FIRMA MANTENIMIENTO: **Wilmar**