



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO (L23-AM-PR-03) Versión 1 Fecha Actualización: 20/06/2018 Página 1 de 2

Fecha Recepción, Revision #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo MW-29336, Fecha Inicio 15/05/24 7:34, Fecha Fin 15/05/24 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, Y, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, TIPO, OBLIGATORIO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI, NO)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE EMPRESA: Es Manifiesto, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (mant. preventivo)

1. CILINDRO: Tiempo de la prueba 90 min, Control de temperatura, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONDICIONES: Bueno, 7. CONTROL DE TEMPERATURA, 8. Con Sobrecalentamiento

Tabla de RECURSOS USADOS: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADORES: No, Prueba / Descripción, Descripción, Resultado (ES, LO, Activo, Activo)

PARAMETROS DE PACIENTE: Es Manifiesto, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (Funciona correctamente, I. delmas G.)