



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAS-2011-FR-023
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/05/10
Página 1 de 3

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **D1200617556** Fecha Inicio: **07/11/21** 10:50 Fecha Fin: **03/11/21** 11:03

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FACTOR	DAÑO IDENTIFICADO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	RESPUESTA

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALZAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	MARCA	TIPO		
3250															No tiene flujo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No							
2. RUIDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (S.L. - L0 - E0)	
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (L0 Flujó y L0 L0 L0)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión bajeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Desafecta manguera de salida de aire comprimido	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RECALZAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Fuga	"Flujo a 0"				BASE	MARCA	TIPO		
3250															no tiene flujo Oxycenter Industria G.