



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-001
Versión 1 Fecha Actualización: 05/02/2010
Página 1 de 2

Fecha Revisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NA-2424B** Fecha Inicio: **23/11/21** 7:30 Fecha Fin: **23/11/21** 9:16

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

VALLE	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ES REPORTE	REPARADO/CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES DE EVALUACIONES POR PACIENTE

En Mantenimiento	HONGOS	PRESIÓN	ODOMETRO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L1)	Pila (L2)	"Fijo a 0" (L3)				(L1-1)	(L1-2)		
	4770	6.079.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man. Correctivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		4 min		Descon. Alarma	No				SI			SI	EI
2. RUIDO EXTRAÑO	SI				3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas				SI			SI	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena				SI			SI	Con Subrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo refrigeración	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo a 0 (Clara Exploración)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	ES
2	Fijo Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E5)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Inducción de vibración de ruido	Obstruir mangueras de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONGOS	PRESIÓN	ODOMETRO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGULAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L1)	Pila (L2)	"Fijo a 0" (L3)				(L1-1)	(L1-2)		
	4770	6.093.3	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *W. L. L. L.*