



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAO-MAN-FR-003
Versión 1
Fecha Actualización: 05/02/09
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **AV-3695B** Fecha Inicio: **12/10/21** 7:21 Fecha Fin: **12/10/21** 9:12

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO Y FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPARO/REEMPLAZO
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Base	1		SI
	2	Filtro lateral	2		SI
	2	Filtro central	2		SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

CANTIDAD MILIONALES DE DÓLARES POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALIZAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fallo a F"				BASE	BASE		
5520	6.1	94.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		mant. Correcto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90min	Genera Alarma		SI	Cual?						
2. RUEDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	4.8V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	OK
6	Otros:		parte
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera tubo Insonorización	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo - 0 (Clima Rojo/rojo)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (LL-LO-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALIZAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fallo a F"				BASE	BASE		
5520	6.1	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI		Funciona Correctamente

FORMA MANTENIMIENTO: *J. J. J.*