

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO		
		Codigo		SAC-004-FR-00		Versión 1		
		Fecha Actualización		2006/01/05		Página 1 de 2		
Fecha Recepción	Revisión #	Alarma Mantenimiento		No. Orden				
NOTIFICACION DE HORARIO								
Código Equipo	SN0145965		Fecha Inicio	7:33	Fecha Fin	23/10/11	19:46	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
FALLA	DAÑOS	CAUSE (S)	POSIBILIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICAR	EFECTOS CAMBIADO		
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
						SI	NO	
SINTOMA DESCRIBIENDO SINTOMAS DE SERVICIO								
En Mantenimiento								
PROBADO	PROBADO	PROBADO	PROBADO	PROBADO	PROBADO	PROBADO	PROBADO	
PRUEBAS DE ALARMA	PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA		PRUEBAS DE ALARMA	
Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	RELUJO	REVENO	MAST	CÓDIGO DE BARRAS		
SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	
TIEMPO DE LA PRUEBA	1 Hora		General Alarma	NO	SI	Cual?		
1. DICIADO	Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		
2. RUIDO EXTRABO	SI	NO	Mala		SI	Mala		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES								
Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Solenoides/Arrolado		
No.	Prueba	Descripción					Resultado	
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila					OK	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte					OK per k	
6	Otros:							
7	Otros:							
Descripción del diagnóstico identificado								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.			
No.	Prueba / Simulación	Descripción					Resultado	
1	Flujo a 2 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)					N/A	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flujó o LED anillo y (LL-LS-ES)					N/A	
3	Desconexión eléctrica	Adiectar alarma sonora					OK	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconectar línea eléctrica					N/A	
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangueo de calificación aire de compresor					N/A	
6	Otros:							
6	Otros:							
6	Otros:							
OBSERVACIONES								
Funciona correctamente								
FIN DE MANTENIMIENTO								
Wdmc/la								