



ÓRDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAINT-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 04/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11/12/22
Remisión #: 165111
Auxiliar Mantenimiento: M. Platino
No. Orden: _____

Código Equipo: NN-1113B
Fecha Inic: 5/19/22
Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR FUMOS		EQUIPO CONTAMINADO POR OLORES		EQUIPO CONTAMINADO POR RUIDOS	
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

Kit de mangueras
interruptor
Filtro de aire.

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE RUIDOS				OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	1	2	3	4			
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO
	870463	9685			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO conectado.
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Mal
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Mal		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	8. SISTEMA DE REFRIGERACION			Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudó o fuerte	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado		Se limpio compresor	

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.
	tarjeta Kinopal.			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL-LS-ES)	OK
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	ORDEN	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			PRUEBAS DE RUIDOS				OBSERVACIONES		
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	1	2	3	4			
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO
	870466	9135			SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Reparación de compresor Mónica Platino