

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **SN 019 3971** Fecha Inicio: **12/01/22** 9:23 Fecha Fin: **12/01/22** 10:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALCA: NO AÑO: DESA: DARS: ...						
OBSERVACIONES: ...						

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-S)	Pila (L-S)	"Flujo a 0" (L-S)				BASE (L-S)	RUEDAS (L-S)		
540	60	67.4	9	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N/A	SI	SI	Manl. Baja pureza América	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Generó Alarma	No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	OK	Mto
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Mto	Mto
3. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al es agudo o largo	OK
6	Otro:		
7	Otro:		

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (L1 - L5 - E5)	N.A
1	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L5-E5))	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión larga de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Control manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
6	Otro:		
6	Otro:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DISEÑO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAJES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-S)	Pila (L-S)	"Flujo a 0" (L-S)				BASE (L-S)	RUEDAS (L-S)		
540	60	67.8	9	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	N.A	SI	SI	Funciona - Baja pureza Correctamente medist Wibron G	