



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código GAD-MAN-FR-009
Versión 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento									No. Orden					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA.										FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO					
CÓDIGO EQUIPO: MN-2574B										Fecha Inicio: 19/03/22 9:01	Fecha Fin: 19/03/22 10:50					
DETALLE DE LOS DIFERENTES ESTADOS DE SERVICIO										APROVADO	REPORTE	REPORTE DE MANUTENCIÓN				
DETALLE ADICIONAL DE DANEZOS Y RIESGOS																
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PISTÓN	OXYGENO	FLUÓROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				ITALIAS	FILTROS	MANE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Wk)	(H-T PMS)	(O2-95%)	(O2-94%)	Desconectado	Pta	"Flujo a 0"	(0-Aus)				(0-Aus)	(0-Aus)	(0-Aus)		
7315	6.2 77.6	Sí			Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Mant. Correctivo	
1. CICLODO	Tiempo de la prueba				22 min. 0	General Alarma	No		Sí	X	Conf.				10	
2. RUIDO EXTRAÑO	Sí	No	2. ESTADO DE MANGUERAS				Buena		Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN				Mala		
5. DATOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Sí		Con Refrigeración					
No.	Prueba				Descripción								Resultado			
1	Estado Plata S.E.V				Verifica voltaje de la placa								Sí			
2	Prueba de Pugna				Se verifica conexión neumática del equipo								OK			
3	Conexión eléctrica				Se verifican las conexiones eléctricas del equipo								OK			
4	Conexión eléctrica				Se verifican las conexiones eléctricas del equipo								OK			
5	Prueba de alarma				Se verifica sonido si es agudo o fuerte								punte			
6	Otras:															
Descripción del diagnóstico identificado																
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANT					
1Gn12					2											
No.	Prueba / Verificación				Descripción								Resultado			
1	Flujo = 0 (Clara Rojivioleta)				Se verifica activación de alarma (LL-LO-E0)								E5			
2	Pipa Mano:				Se verifica activación de alarma visual y sonora (LLD Roja e LED amarillo y (LL-LO-E0))								LO			
3	Desensiala eléctrica				Activación alarma sonora								OK			
4	Desconexión tarjeta de flujo				Desconecta tarjeta eléctrica								OK			
5	Activación del válvula de alta				Obstruir manguera de salida de alta del compresor								OK			
6	Otras:															
7	Otras:															
8	Otras:															
OBSERVACIONES																
En Mantenimiento	HORÓMETRO	PISTÓN	OXYGENO	FLUÓROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				ITALIAS	FILTROS	MANE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Wk)	(H-T PMS)	(O2-95%)	(O2-94%)	Desconectado	Pta	"Flujo a 0"	(0-Aus)				(0-Aus)	(0-Aus)	(0-Aus)		
7315	6.195.1	Sí	Sí	Sí	Sí	E5	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Funciona Correctamente		
FIRMA MANTENIMIENTO <i>Alfonso G.</i>																