



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA TO  
Código: OAD-MV-FR-009  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/03/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 30-9-21  
Número: 169281  
Auxiliar Mantenimiento: mpatino  
Fecha Inicio: 30-9-21  
Fecha Fin: 30-9-21

Código Externo: NN-2419B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	REPUERTO CAMBIADO	
						SI	NO
FALLA							
DAÑO							
CLASE BANDA							
DESCRIPCIÓN: interruptor central local, filtro protector display.							
					L		
					I		

DETALLE DE LOS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	VOLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES					
					Desconexión			Fuga a 0"			REGULAR			FILTROS				BASE				
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	
16360	62	955	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	MTO				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera alarma		No	X	SI															
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANOQUERAS	Buenas	X	Mala															
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																						
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Subcalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión remanente del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras:		
7	Otras:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Filtro de aire.				

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga: 0 (Cierre Automático)	Se verifica activación de alarmas (L1-L3-E1)	OK
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1-L3-E2)	OK
3	Conexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Limpiar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONSUMO	VOLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES					
					Desconexión			Fuga a 0"			REGULAR			FILTROS				BASE				
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	
1630480	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	APROBADO				
FIRMA MANTENIMIENTO: Monica Patino																						