

Fecha Revisión: **09-0823** Cantidad: **192468** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benyria** No. Orden:

Código Equipo: **NW-41963** Fecha Inicio: **07-08-23** Fecha Fin: **10-08-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MINERA	OTRO		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2805966	955	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tempo de la prueba	Generó Alarma	No	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Fuere	X	Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.3 V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hermética del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o forzado	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarma (SI, LA-100)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (SI, Alarm 100 y 124.0-ET)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea electrónica	SI
5	Activación de vehículo de flujo	Operar mangueas de salida y verificación de sonido	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MINERA	OTRO		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2806162	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: 