



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MA/PS-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Pedido: 17/13/23

Centro de Mantenimiento: Santiago Martens

No. Orden

Código Equipo: NN-E12B

Fecha Inicio: 17/13/23

Fecha Fin: 18/13/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

SI NO

FECHA INICIO AISLAMIENTO

FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	IMPACTO SANEADO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

DETALLES ADICIONALES SÓLO POR INCIDENTE

PRUEBAS DE ALARMA

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	PLA	"Flujo a F"	REGULAS			FILTROS			CÓDIGO DE BARRAS			BUBIDAS	OBSERVACIONES
				SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO				
1. CILINDRO	Tiempo de la prueba	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI <input checked="" type="checkbox"/>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	Mangueras	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Fila S.E.V	Verificar voltaje en la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hermética del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican los fusibles eléctricos del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican los circuitos electrónicos del equipo	OK
5	Prueba de agua	Se verifica control de agua en la pila	OK
6	Otro		
7	Otro		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	switch	1
	kit mangueras soporte	1
	tanques	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga + 2 (Cable Aperturas)	Se verifica activación de alarmas (SI - LI - ES)	OK
2	Fuga Muestra	Se verifica activación de alarma (alar y alarma) (LED rojo o LED amarillo) y (LI-LI-ES)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión alarma electrónica	OK
5	Activación de alarma en agua	Control mangueras de agua de línea de suministro	OK
6	Otro		
7	Otro		
8	Otro		

PRUEBAS DE ALARMA

PRUEBA	DESCRIPCIÓN	PLA	"Flujo a F"	REGULAS			FILTROS			CÓDIGO DE BARRAS			BUBIDAS	OBSERVACIONES
				SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO	SI-NO				
1		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	

FIN DE MANTENIMIENTO: *[Signature]*

En Mantenimiento