



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: GAO-MAN-FR-309
 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 04/05/23 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: Santiago Merea No. Orden _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: NN-1838B Fecha Inicio: 4/5/23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 4/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA	En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
						Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
						(SI-NO)	(SI-NO)	(LO-ES)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	25637	6.7	95.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTD

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Generó Alarma: No SI

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buena 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	BUENA
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	BUENA
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	BUENA
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	BUENA
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-L0-E5)	BUENA
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	BUENA
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	BUENA
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	BUENA
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

PARAMETROS DE SALIDA	En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
						Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
						(SI-NO)	(SI-NO)	(LO-ES)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	256163	95	95	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*