



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-AMA-PE-008  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/03/2015  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12/15/13 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: Santiago M. [ ] No. Orden: [ ]

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NU-1446 Fecha Inicio: 12/15/13 Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: 12/15/13

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [X] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI/NO).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES (MTO).

SET DE PRUEBAS: Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

REPUESTOS USADOS: Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT.

PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR: Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado.

PARAMETROS DE SALIDA: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.