



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OXD-3441-FR-008
Versión 3 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 23-02-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIERA ARJUELO No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-4310 B Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'FALLAS' with columns: TIPO, CUANTO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, REPARADO, REPROBADO, CANCELADO.

LIMPIEZA GENERAL

Main diagnostic table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes sub-sections for 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA.

FUJA EN VALVULAS DESICIOS

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for: Estado Pila S.S. V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for: Flujo a 0 (Clase Submétrica), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Bottom diagnostic table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.