



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Código: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Emisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento: JONIER ASUDELO, No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: Código Equipo: MN 2960B, Fecha Inicio: 10-18-24, Hora Inicio Labor: 1:30, Fecha Fin: 10-18-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, X, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes 'Si' and 'No' checkboxes.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza General

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.

1. CICLADO OK, Tiempo de la prueba 3:00, Generó Alarma No, X, S, Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO Si, No X, 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas, Malas X, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK, Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS BATERIAS OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK, Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes 'Kit Tanque Oxígeno 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo 0', 'Flujo Máximo', etc.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.