



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

Código Equipo: NN-25540, Fecha Inicio: 04/09/24, Hora Inicio Labor: 8.40, Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPARADO, CAMBIADO. Includes handwritten entries for 'Limpieza general'.

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE: Limpieza general.

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, ORIGEN, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for pressure (65.953) and flow (SI).

Test results table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, air connection, electrical connections, and alarm sound.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Simulation tests table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, maximum flow, electrical disconnection, and valve activation.

Summary table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, ORIGEN, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data and a signature line.