



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo MN-2977 Fecha Inicio 19-09-24 Hora Inicio Labor 9:00 Fecha Fin 19-09-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, ID REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Row 1: F ACOPIE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR 7 Si No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE Limpieza General

Table with columns: Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes sub-tables for Desconexión, Pila, Flujo a 0, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: KIT TAMPON OXIGENO 7, TAMPONES 2, JUNTA HERMETICA ANILLOS 2

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

Table with columns: Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes sub-tables for Desconexión, Pila, Flujo a 0, etc.