



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAO-MA-FR-005
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: AN-4254 Fecha Inicio: 28/11/20 12:47 Fecha Fin: 28/11/20 12:37

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, #REPUERTO CAMBIADO. Includes handwritten entry 'Base'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

PARAMETROS DE ENTRADA: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0. Ruedas, OBSERVACIONES: Mant. Correctivo.

DIAGNOSTICO TABLE: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. DAÑOS IDENTIFICADOS (fuga manguera roja), 5. ESTADO DE LAS CONEXIONES (Bueno), 6. CONTROL DE TEMPERATURA (Buena), 7. SISTEMA DE REFRIGERACION (X).

REPUERTOS USADOS: Manguera fibra refrigeración

LABORES REALIZADAS: PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR. Includes tests for flow, pressure, and alarm activation.

PARAMETROS DE SALIDA: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUOMETRO. PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0. Ruedas, OBSERVACIONES: Presiones Correctamente.

FIRMA MANTENIMIENTO: William G.