

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Versión: 03/2008 Fecha Actualizada: 02/2010 Página 1 de 2						
Fecha Recepción	Recepción a	Auxilio Mantenimiento	No Orden									
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO												
Código Equipo	M-43083		Fecha Inicio	05/04/14	10:04	Fecha Fin	05/04/14 11:53					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO					
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO				
								SI NO				
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE												
AREA DE MANTENIMIENTO												
PARAMETROS DE ENTRADA En Mantenimiento HORÓMETRO PRESIÓN OXÍGENO FULGURIMETRO		PRUEBAS DE ALARMA			REKLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
		Descripción (SI-NO)	PIA (SI-NO)	7. Fuga 3" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	WALLA (SI-NO)		(SI-NO)	
16790 bs		97.4	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Mant. Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min	Control Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	SI	SI	SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	SI	SI	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	<input checked="" type="checkbox"/>
5. DAÑOS IDENTIFICADOS												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	SI	SI	SI	Con Suplementario
PARAMETROS DE SALIDA En Mantenimiento HORÓMETRO PRESIÓN OXÍGENO FULGURIMETRO		PRUEBAS DE ALARMA			REKLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
		Descripción (SI-NO)	PIA (SI-NO)	7. Fuga 3" (SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	WALLA (SI-NO)		(SI-NO)	
16791		63.972	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	Prueba Correctamente Wilmar G.	

SINTOMA RECORRIDO OPERADOR DE SERVICIO

PARAMETROS DE ENTRADA

DIAGNOSTICO TALLER

LABORES REALIZADAS

PARAMETROS DE SALIDA