

OILPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES						FORMA 001						
		Código		CANTIDAD		Página 1 de 2								
Fecha Recepción	Revisión #	Ayudante Mantenimiento			No. Orden									
IDENTIFICACION DEL EQUIPO														
Código Banco	Npv. 2645 B			Fecha Recv.	2013/12/05	Hora Fin	2013/12/05	11:24						
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA														
SI	NO	X	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO										
FALLA	CÓDIGO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REQUERIDO	CAMBIADO							
			Filtro Central Filtro Labial	2		X	No							
				1		X	No							
							No							
							No							
							No							
							No							
							No							
							No							
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE														
AREA DE MANTENIMIENTO														
PARAMETROS DE ENTRENAMIENTO	PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	PRUEBAS DE ALARMA	HECHOS	FILTROS	MUEBES	CÓDIGO DE DAÑOS	MUEBES	OBSERVACIONES						
En Mantenimiento	NO VENTILADO	PRUEBAS	ORDEN	PULSACIONES	DESCRIPCION	Pico	"F" y "C"	HECHOS	FILTROS	MUEBES	CÓDIGO DE DAÑOS	MUEBES		
2001	6.399.5	S:	S:	S:	E5	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	Mant. preventivo	
1 CICLADO	Tiempo de la prueba	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas	2 Horas		
2 RUEDAS ASTRADAS	SI	X	1 ESTADO DE MANGUERAS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	2 SISTEMA DE REFRIGERACION	
3 OANOS ESTERILIZADOR														
4 ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Con funcionamiento	
SET DE PRUEBAS														
No.	Prueba	Descripcion	Resultado											
1	Estado Placa S.S. V	Verifica estado de la placa	4.8V											
2	Prueba de Fugas	Se verifica presencia de fugas de agua	OK											
3	Compuer interna	Se verifica los componentes electricos del equipo	OK											
4	Compuer externa	Se verifica los componentes electricos del equipo	OK											
5	Prueba de alarma	Se verifica estado de alarma y sonido	OK											
6	Otro													
7	Otro													
	Descripcion del diagnostico identificado													
REFRIGERADOR USADOR														
CÓDIGO	DESCRIPCION	CAJAS	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT									
PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LECTURAS REALIZADAS EN CONCENTRADOR														
No.	Prueba / Situacion	Instruccion	Resultado											
1	Fuga P & C (Corte Backflow)	Se realiza chequeo de estanqueidad (1.1.1.1)	Es lo											
2	Fuga Membrana	Se verifica existencia de agua dulce y lectura (LED) Paga a LED amarillo y (1.1.1.1.1)	OK											
3	Zanohas de agua dulce	Medicion agua dulce	OK											
4	Conexiones internas de agua dulce	Se verifica las conexiones	OK											
5	Almacenamiento de agua dulce	Se verifica existencia de agua dulce en el tanque	OK											
6	Otro													
7	Otro													
8	Otro													
PARAMETROS DE SUCESOS														
PARAMETROS DE SUCESOS	PARAMETROS DE MANTENIMIENTO	PRUEBAS DE ALARMA	HECHOS	FILTROS	MUEBES	CÓDIGO DE DAÑOS	MUEBES	OBSERVACIONES						
En Mantenimiento	NO VENTILADO	PRUEBAS	ORDEN	PULSACIONES	DESCRIPCION	Pico	"F" y "C"	HECHOS	FILTROS	MUEBES	CÓDIGO DE DAÑOS	MUEBES		
2001	36591.2	S:	S:	S:	E5	S:	S:	S:	S:	S:	S:	S:	funciona correctamente Wilmer G.	