



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SIO-MAN-PS-205
Versión: 1
Fecha actualizada: 09/03/18
Página 1 de 2

Fecha Recepción, Remisión #, Auxiliar Mantenimiento, No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: M-4138 B
Fecha Inicio: 28/04/21 9:35
Fecha Fin: 28/04/21 12:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI NO Y
FECHA INICIO AISLAMIENTO
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: TALLA, RASO, CLASE BARRA, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID REPORT, REQUESTO CAMBIADO. Includes rows for various components like switches and relays.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR EQUIPO

En Mantenimiento
HIDROMETRO, PRESION, CORRIENTE, FULCROMETRO, FRUENAS DE ALARMA, RELEAS, FULTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Mant. Correctivo' and 'Bueno'.

Table with 7 rows for tests: Prueba, Descripción, Resultado. Tests include voltage check, leakage, electrical connection, alarm test, etc. Results are mostly 'OK' or 'Correcto'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists spare parts like 'Relay 12' and 'Term 12'.

Table with 7 rows for tests: Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Tests include alarm activation, relay test, LED test, etc. Results are 'ES', 'L', 'OK', 'OK'.

En Mantenimiento
HIDROMETRO, PRESION, CORRIENTE, FULCROMETRO, FRUENAS DE ALARMA, RELEAS, FULTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Correcto funcionamiento' and 'Wilmer G.'.