

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

IDENTIFICACION DEL EQUIPO									
NOMBRE		MARCA		MODELO		SERIAL		FECHA	
MV-113								05/10/21 10:03	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA									
FALLA	TIPO	CLASE DAÑO	NO	X	FECHA INICIO ASLAMIENTO	FECHA FIN ASLAMIENTO	DI REPARTE	REPUERTO CUBIERTO	
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE									
AREA DE MANTENIMIENTO									
OBSERVACIONES									
Mant. Correctivo									
Bueno									
SÍ									
LIMPIEZA DE FILTROS									
RESULTADO									
4. Bu									
OK									
OK									
OK									
per k									
REFRIGERANTES USADOS									
DESCRIPCION									
CANT									
Mantenimiento taniz									
2									
MEDIDAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LOS TADONES REALIZADAS EN CONCENTRADORES									
RESULTADO									
ES									
LO									
Activa									
Activa									
Activa									
OBSERVACIONES									
Correcto funcionamiento									
Wolman - Li.									